

SCHEDA TECNICA

CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO

CONTENUTO	TAGLIA	QTA'
Camice chirurgico rinforzato	M - L - XL	1



- **Materiale:** SMMS 35 Gr
- Rinforzato sul davanti e sulle maniche
- Antiallergenico
- Traspirante
- Idrorepellente
- Non-Linting
- Maniche dritte
- Cintura con etichetta
- Polsino in maglina
- Chiusura al collo con Velcro
- **Sterilizzazione:** sterile ad ossido di etilene
- **Durata:** 5 anni
- **Colore:** Azzurro
- **Confezionamento:** Busta piatta

CODICI DI RIFERIMENTO:

taglia M cod. 204084
taglia L cod. 204085
taglia XL cod. 204086