



MHKMEDİKAL
TEKSTİL

SCHEDA TECNICA

CAMICE CHIRURGICO STANDARD

CONTENUTO	TAGLIA	QTA'
Camice chirurgico standard	M - L - XL	1



- **Materiale:** SMMS 40 Gr
- Antiallergenico
- Traspirante
- Idrorepellente
- Non-Linting
- Maniche dritte
- Cintura con etichetta
- polsini in maglina
- Chiusura al collo con velcro
- **Sterilizzazione:** sterile ad ossido di etilene
- **Durata:** 5 anni
- **Colore:** Azzurro
- **Confezionamento:** Busta piatta

CODICI DI RIFERIMENTO:

taglia M cod. 204091

taglia L cod. 204092

taglia XL cod. 204093