



bclean[®]

Scovolini pluriuso

da \varnothing 1,0 mm a 6,0 mm

Un assortimento completo di scovolini pluriuso appositamente studiata e realizzata per la pulizia di strumenti con corpi cavi (laparoscopia, cannule, cateteri, etc). Tutti gli scovolini sono dotati di anima in acciaio ritorto con setole in nylon di alta qualità.

Il particolare acciaio ritorto in punta minimizza possibili segni e/o graffi sulle superfici degli strumenti trattati.

Grazie al numero di setole questi scovolini garantiscono all'utilizzatore una efficace azione pulente in ogni situazione. Questi scovolini sono lavabili, termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135° C.

Tutti gli scovolini sono flessibili e dotati di una elevata resistenza e non rilasciano particelle durante il loro utilizzo.

Diametro spazzola da 1,0 mm a 6,0 mm

| REF | DESCRIZIONE | Ø MM | FCS | SPAZZOLA | LUNGHEZZA | Q.TÀ |
|---------|---|---------|------|----------|-----------|------|
| SC-1401 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,0 mm | 3 | 0,63 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1407 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,0 mm | 3 | 1,27 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1433 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,0 mm | 3 | 0,63 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1402 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,58 mm | 4,7 | 1,27 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1434 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,58 mm | 4,7 | 1,27 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1408 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,78 mm | 5,3 | 1,27 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1435 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,78 mm | 5,3 | 1,27 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1445 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 1,78 mm | 5,3 | 1,27 cm | 61,00 cm | 2 |
| SC-1403 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,0 mm | 5,3 | 1,27 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1409 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,0 mm | 6 | 1,90 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1420 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,0 mm | 6 | 1,90 cm | 30,50 cm | 2 |
| SC-1446 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,03 mm | 6,1 | 2,5 cm | 61,00 cm | 2 |
| SC-1410 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,20 mm | 6,6 | 1,27 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1436 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,20 mm | 6,6 | 1,27 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1411 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,34 mm | 7 | 1,27 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1447 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,5 mm | 7,5 | 1,27 cm | 61,00 cm | 2 |
| SC-1412 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,67 mm | 8 | 2,5 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1437 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 2,67 mm | 8 | 2,5 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1413 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 3,0 mm | 9 | 3,80 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1421 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 3,0 mm | 9 | 6,98 cm | 30,50 cm | 2 |
| SC-1438 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 3,18 mm | 9,5 | 5 cm | 45,70 cm | 2 |
| SC-1414 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 3,33 mm | 10 | 1,9 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1415 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 3,67 mm | 11 | 1,9 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1416 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 4,0 mm | 12 | 1,9 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1422 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 4,0 mm | 12 | 1,9 cm | 30,00 cm | 2 |
| SC-1423 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 5,0 mm | 15 | 7,62 cm | 30,00 cm | 2 |
| SC-1425 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 5,0 mm | 15 | 7,62 cm | 40,00 cm | 2 |
| SC-1440 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 5,0 mm | 15 | 7,62 cm | 45,70 cm | 2 |
| SC-1448 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 5,0 mm | 15 | 7,62 cm | 60,96 cm | 2 |
| SC-1449 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 5,08 mm | 15,2 | 5 cm | 60,96 cm | 2 |
| SC-1424 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 6,0 mm | 18 | 5 cm | 30,50 cm | 2 |
| SC-1426 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 6,0 mm | 18 | 5 cm | 40,00 cm | 2 |
| SC-1450 | Scovolino pluriuso bclean [®] con setole in nylon | 6,0 mm | 18 | 5 cm | 60,96 cm | 2 |



bclean®

Un assortimento completo di scovolini pluriuso appositamente studiata e realizzata per la pulizia di strumenti con corpi cavi (laparoscopia, cannule, cateteri, etc). Tutti gli scovolini sono dotati di anima in acciaio ritorto con setole in nylon di alta qualità.

Il particolare acciaio ritorto in punta minimizza possibili segni e/o graffi sulle superfici degli strumenti trattati.

Scovolini pluriuso

da Ø 6,35 mm a 22,35 mm

Grazie al numero di setole questi scovolini garantiscono all'utilizzatore una efficace azione pulente in ogni situazione. Questi scovolini sono lavabili, termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135° C.

Tutti gli scovolini sono flessibili e dotati di una elevata resistenza e non rilasciano particelle durante il loro utilizzo.

Diametro spazzola da 6,35 mm a 22,35 mm

**Gli articoli sono disponibili in confezione da 2 pz o 50 pz.
A richiesta si realizzano scovolini con misura personalizzata.**

| REF | DESCRIZIONE | Ø MM | FCS | SPAZZOLA | LUNG. | Q.TÀ |
|---------|---|----------|-----|----------|----------|------|
| SC-1404 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 6,35 mm | 19 | 5 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1417 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 6,35 mm | 19 | 5 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1441 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 6,35 mm | 19 | 5 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1427 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 7,0 mm | 21 | 7,62 cm | 40,00 cm | 2 |
| SC-1471 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 7,0 mm | 21 | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1452 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 8,0 mm | 24 | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1405 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 9,52 mm | 29 | 3,8 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1453 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 9,52 mm | 29 | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1428 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 10,0 mm | 30 | 7,62 cm | 40,00 cm | 2 |
| SC-1442 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 10,0 mm | 30 | 7,62 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1454 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 10,0 mm | 30 | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1455 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 10,8 mm | 32 | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1418 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 11,18 mm | 34 | 7,62 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1456 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 11,18 mm | 34 | 7,62 cm | 20,32 cm | 2 |
| SC-1429 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 11,25 mm | | 7,62 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1457 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 11,25 mm | | 7,62 cm | 40,00 cm | 2 |
| SC-1430 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 12,0 mm | | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1406 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 12,7 mm | | 7,62 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1431 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 15,0 mm | | 5,08 cm | 15,24 cm | 2 |
| SC-1443 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 15,0 mm | | 5,08 cm | 60,00 cm | 2 |
| SC-1419 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 16,0 mm | | 5,08 cm | 20,00 cm | 2 |
| SC-1432 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 20,0 mm | | 5,08 cm | 40,00 cm | 2 |
| SC-1444 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 22,35 mm | | 8,89 cm | 46,00 cm | 2 |
| SC-1458 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon | 22,35 mm | | 10,79 cm | 61,00 cm | 2 |



Scovolini pluriuso con punta atraumatica

da \varnothing 5,00 mm a 12,7 mm

Un assortimento completo di scovolini pluriuso appositamente studiata e realizzata per la pulizia di strumenti con corpi cavi (laparoscopia, cannule, cateteri, etc). Tutti gli scovolini sono dotati di anima in acciaio ritorto con setole in nylon di alta qualità.

Il particolare acciaio ritorto in punta minimizza possibili segni e/o graffi sulle superfici degli strumenti trattati.

Grazie al numero di setole questi scovolini garantiscono all'utilizzatore una efficace azione pulente in ogni situazione. Questi scovolini sono lavabili, termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135° C.

Tutti gli scovolini sono flessibili e dotati di una elevata resistenza e non rilasciano particelle durante il loro utilizzo.

Diametro spazzola da 5,0 a 12,7 mm

| REF | DESCRIZIONE | Ø MM | LUNGHEZZA | Q.TÀ |
|---------|---|----------|-----------|------|
| SC-1550 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 5,0 mm | 30 cm | 2 |
| SC-1551 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 5,0 mm | 46 cm | 2 |
| SC-1552 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 5,0 mm | 60 cm | 2 |
| SC-1553 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 6,35 mm | 30 cm | 2 |
| SC-1554 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 6,35 mm | 46 cm | 2 |
| SC-1555 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 6,35 mm | 60 cm | 2 |
| SC-1556 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 7,0 mm | 30 cm | 2 |
| SC-1557 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 7,0 mm | 46 cm | 2 |
| SC-1558 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 7,0 mm | 60 cm | 2 |
| SC-1559 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 9,52 mm | 30 cm | 2 |
| SC-1560 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 9,52 mm | 46 cm | 2 |
| SC-1561 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 9,52 mm | 60 cm | 2 |
| SC-1562 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 11,18 mm | 30 cm | 2 |
| SC-1563 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 11,18 mm | 46 cm | 2 |
| SC-1564 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 11,18 mm | 60 cm | 2 |
| SC-1565 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 12,7 mm | 30 cm | 2 |
| SC-1566 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 12,7 mm | 46 cm | 2 |
| SC-1567 | Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica | 12,7 mm | 60 cm | 2 |



Scovolini pluriuso Extra rigidi

Scovolini pluriuso autoclavabili **extra rigidi** che forniscono una minima flessibilità durante l'azione di pulizia di strumenti cannulati. Dotati di protezione sull'estremità della setola per prevenire eventuali danni allo strumento durante la fase di pulizia. Le setole in nylon su anima in acciaio ritorto sono saldata fortemente al manico in plastica.

Questi scovolini sono disponibili nella versione mono testa o doppia testa nelle lunghezze di 35 cm, 50 cm, 65 cm ed 80 cm. Le stesse figure sono inoltre disponibili in versione monouso. Tutte le misure qui elencate sono inoltre disponibili sia con setola morbida sia con setola extra rigida per una maggiore azione pulente.

| REF | DESCRIZIONE | Ø MM | SPAZZOLA | LUNG. | Q.TÀ |
|-------|---|---------|----------|-------|-------|
| 32020 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 2 mm | 15 mm | 30 cm | 10 pz |
| 32030 | Scovolino pluriuso mono testa setola soffice | 3 mm | 25 mm | 30 cm | 10 pz |
| 32040 | Scovolino pluriuso mono testa setola soffice | 4 mm | 25 mm | 30 cm | 10 pz |
| 32050 | Scovolino pluriuso mono testa setola soffice | 5 mm | 25 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35050 | Scovolino pluriuso mono testa setola soffice | 5 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35060 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 6 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35080 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 8 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35100 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 10 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35120 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 12,5 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35150 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 15 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 35200 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 20 mm | 50 mm | 30 cm | 10 pz |
| 47020 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 2 mm | 15 mm | 45 cm | 10 pz |
| 47030 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 3 mm | 25 mm | 45 cm | 10 pz |
| 47040 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 4 mm | 25 mm | 45 cm | 10 pz |
| 47050 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 5 mm | 25 mm | 45 cm | 10 pz |
| 50050 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 5 mm | 50 mm | 45 cm | 10 pz |
| 50060 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 6 mm | 50 mm | 45 cm | 10 pz |
| 50080 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 8 mm | 50 mm | 45 cm | 10 pz |
| 50100 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 10 mm | 50 mm | 45 cm | 10 pz |
| 50120 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 12,5 mm | 5,08 cm | 45 cm | 10 pz |
| 50200 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 20 mm | 50 mm | 45 cm | 10 pz |
| 62020 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 2 mm | 15 mm | 60 cm | 10 pz |
| 62030 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 3 mm | 25 mm | 60 cm | 10 pz |
| 62040 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 4 mm | 25 mm | 60 cm | 10 pz |
| 62050 | Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice | 5 mm | 25 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65050 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 5 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65060 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 6 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65080 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 8 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65100 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 10 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65125 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 12,5 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65150 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 15 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |
| 65200 | Scovolino pluriuso mono testa setola rigida | 20 mm | 50 mm | 60 cm | 10 pz |



Spazzole per alesatori

Spazzole pluriuso di alta qualità appositamente realizzate per la pulizia del canale interno degli alesatori midollari e di tutti gli strumenti cannulati di difficile pulizia.

Dotati di manico in acciaio inox ultra resistente della lunghezza di 80 cm e punta con setole in nylon su filo di acciaio ritorto.

Le setole in nylon garantiscono una ottima pulizia preservando l'integrità dello strumento da pulire.

Disponibili in 3 differenti diametri.

| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|--------|---|------|
| BIO444 | Scovolino pluriuso con anima in metallo, diametro spazzola 3 mm - lunghezza totale dello scovolino 80 cm | 3 pz |
| BIO881 | Scovolino pluriuso con anima in metallo, diametro spazzola 5 mm - lunghezza totale dello scovolino 80 cm | 3 pz |
| BIO665 | Scovolino pluriuso con anima in metallo, diametro spazzola 7 mm - lunghezza totale dello scovolino 80 cm | 3 pz |



Micro spazzole per strumentario chirurgico

Scovolini pluriuso per la pulizia di strumenti molto fini. Grazie alle particolari setole permettono la corretta pulizia anche dei morsi di pinze, portaghi, etc.

Le loro particolari misure permettono l'utilizzo su strumenti molto piccoli e garantiscono all'operatore un'azione decisa ma delicata su ogni tipologia di strumentario chirurgico.

| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|----------|--|------|
| BC-MIC-1 | Spazzolino in metallo, punta setola in acciaio | 3 pz |
| BC-MIC-2 | Spazzolino in metallo, punta setola in nylon | 3 pz |




Spazzole per strumentario

Spazzolini pluriuso **bclean**® per la pulizia di strumentario chirurgico, sterilizzabili a vapore, disponibili con setole in nylon, acciaio, acciaio morbido ed ottone. La particolare qualità garantisce una lunga durata delle spazzole e quindi la possibilità di utilizzare le spazzole più volte.

Le setole in nylon garantiscono una efficace azione pulente grazie alla particolare consistenza. Le setole in acciaio ed acciaio morbido permettono di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Le setole in ottone invece garantiscono una elevata azione pulente garantendo l'integrità delle superfici. Disponibili sia testa singola sia in versione "doppia testa". Particolarmente apprezzati per la loro efficacia ed alta durata.

| REF | DESCRIZIONE | LUNG. | Q.TÀ | FIG |
|---------|---|-------|------|-----|
| BC-N001 | Spazzolino bclean ® con doppia testa (anteriore e posteriore) con setola in nylon, doppia setola | 18 cm | 2 pz | A |
| BC-S001 | Spazzolino bclean ® con doppia testa (anteriore e posteriore) con setola in acciaio, doppia setola | 18 cm | 2 pz | B |
| BC-N002 | Spazzolino bclean ® con testa singola con setole in nylon su 3 file | 18 cm | 2 pz | C |
| BC-B001 | Spazzolino bclean ® con testa singola con setole in ottone su 3 file | 18 cm | 2 pz | D |
| BC-S002 | Spazzolino bclean ® con testa singola con setole in acciaio su 3 file | 18 cm | 2 pz | E |
| BC-S003 | Spazzolino bclean ® con testa singola con setole in acciaio morbido su 3 file | 18 cm | 2 pz | F |
| BC-S004 | Spazzolino bclean ® con testa singola con setole in acciaio morbido su 1 fila | 18 cm | 2 pz | G |
| BC-D001 | Spazzolino bclean ® con doppia testa (poste entrambe nella parte superiore) con setole in acciaio e nylon | 18 cm | 3 pz | H |
| BC-D002 | Spazzolino bclean ® con doppia testa (poste entrambe nella parte superiore) con setole in ottone e nylon | 18 cm | 3 pz | I |



Spazzole tracheali

Scovolini pluriuso realizzati con anima di acciaio ritorto e setole in nylon.

Le particolari misure permettono la pulizia ottimale delle cannule tracheali senza danneggiare la parte interna di esse.

| REF | DESCRIZIONE | Ø CM | LUNG. | Q.TÀ |
|----------|---|----------------|----------|-------|
| BC10 | Scovolino pluriuso curvo con anima in acciaio ritorto e setole in nylon | 0,95 cm | 9,60 cm | 3 pz |
| BC15 | Scovolino pluriuso curvo con anima in acciaio ritorto e setole in nylon | 1,27 cm | 20,32 cm | 3 pz |
| BC210 | Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, setola conica | 0,47 / 1,27 cm | 17,80 cm | 3 pz |
| BC310 | Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, setola cilindrica | 1,27 cm | 30,5 cm | 3 pz |
| BC315 | Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, setola cilindrica | 1,27 cm | 30,5 cm | 3 pz |
| BC410 | Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, punta atraumatica | 1,27 cm | 15,5 cm | 3 pz |
| 29001863 | Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setola in nylon, punta atraumatica | 0,80 cm | 27 cm | 20 pz |



Blue Brushes

Spazzole pluriuso di alta qualità con setole in nylon blu, permettono una azione di pulizia decisa su sporco difficile da rimuovere.

L'alta qualità dei materiali rende le setole estremamente durevoli nel tempo.

Il prodotto si può inserire all'interno delle macchine lava ferri.

| REF | SETOLE | Q.TÀ |
|---------------|---|------|
| BBR001 | Spazzola pluriuso con setola blu, terminale extra lungo | 3 pz |
| BBR002 | Scovolino pluriuso con setola blu | 3 pz |
| BBR003 | Spazzola pluriuso con setola blu, terminale standard | 3 pz |




Flexistem & Microlene

Flexistem è un sistema disponibile per la pulizia di parti con piccoli fori, che permette di rimuovere sedimenti in strumentazione come speculum con raccordo per aspirazione fumi, punte da trapano, ottiche, endoscopi, alesatori, sonde, ecc. Usati prima della sterilizzazione degli strumenti e considerati come articoli monouso per il loro costo molto contenuto.

Si consiglia di usarli doppi per accrescere il diametro pulente e soprattutto per evitare che la parte interna metallica danneggi gli strumenti. Dispositivo latex free.

Microlene è un sistema per la pulizia di strumenti con fori molto piccoli. Può essere usato per rimuovere, senzaproblemi, sedimenti rimasti durante il processo di lavaggio. Flexistem Microlene è usato come una spazzola per assicurare che la sciacquatura finale sia sicura ed efficace.

Come tutti i prodotti, Microclene può essere usato doppio per accrescere il diametro pulente o per aumentare la robustezza della guida e soprattutto per evitare che la parte interna metallica danneggi gli strumenti. Fornito in rotoli da 7,5 mt., può essere tagliato facilmente con forbici di dotazione e, dopo l'uso, può essere eliminato senza rischi



FLEXISTEM

| | | |
|-----------------|--|----------|
| FLEX 001 | Flexistem , scovolino in rotolo da 10 metri, soft cleaner, diametro spazzola 3 mm | 1 rotolo |
| FLEX 002 | Flexistem , scovolino in rotolo da 10 metri, super setola, diametro spazzola 3 mm | 1 rotolo |
| FLEX 003 | Flexistem , scovolino 15 cm, doppio clean, diametro spazzola 3 mm | 100 pz |
| FLEX 004 | Flexistem , scovolino 30 cm, doppio vello soft, diametro spazzola 9 mm | 50 pz |
| FLEX 005 | Flexistem , scovolino 30 cm, vello soft, diametro spazzola 12 mm | 50 pz |
| FLEX 006 | Flexistem , scovolino 30 cm, vello setola, diametro spazzola 15 mm | 20 pz |
| FLEX 007 | Flexistem , scovolino in rotolo da 5 metri, spazzola vello setola | 1 rotolo |
| FLEX003 | Flexistem , scovolino ø3mm x 30 cm, spazzola in polietilene | 50 pz |
| FLEX 008 | Flex Cleansing System dispenser con serie completa di tutti i tipi sopra esposti (da FLEX001 a FLEX007) | 1 pz |
| FLEX 009 | Flex Cleansing System Set completo di tutti i ricambi (da FLEX001 a FLEX007) | 1 pz |

MICROLENE

| | | |
|-----------------|--|------|
| FLEX 021 | Microlene , scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 3mm, super affilato | 1 pz |
| FLEX 022 | Microlene , scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 6mm, medio affilato | 1 pz |
| FLEX 023 | Microlene , scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 3mm, super spazzola | 1 pz |
| FLEX 024 | Microlene , scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 6mm, media spazzola | 1 pz |
| FLEX 025 | Microlene , dispensatore completo dei 4 rotoli + forbici | 1 pz |
| FLEX 026 | Flexistem Microlene Set di 4 rotoli di ricambio nelle 4 misure | 1 pz |



Spazzola per strumenti extra lunghi

Spazzola monouso realizzata con setole in poliestere e nylon su filo di acciaio, appositamente studiata e realizzata per la corretta pulizia di strumenti extra lunghi.


Il particolare diametro della spazzola, variabile nella sua intera lunghezza, permette di disporre di un diametro pulente ottimale.

Rispetto ad una spazzola tradizionale il prodotto permette di evitare eventuali deformazioni della spazzola durante l'inserimento della stessa e durante le normali manovre di pulizia.

Il prodotto non rilascia particelle.

WAVY FLEXISTEM

| | | |
|-----------------|--|----------|
| FLEX007A | Wavy Flexistem , spazzola extra lunga, 15mm x 5 metri | 1 rotolo |
|-----------------|--|----------|



Spazzola endoscopica a singola passata

La spazzola endoscopica monouso garantisce una ottimale pulizia dei canali tramite un solo passaggio grazie al particolare disegno della sua spazzola.

Il materiale che costituisce la setola aumenta di volume in presenza di liquidi garantendo quindi la rimozione di tutte le particelle presenti nel canale endoscopico.

La spazzola non rilascia particelle durante il suo passaggio e rimuove anche i residui più piccoli durante il suo passaggio.

Disponibili in 3 differenti diametri e lunghezza. La versione "button brush" contiene al suo interno uno speciale scovolino per la pulizia delle valvole.

| REF | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | Q.TÀ |
|---------------|--|-----------|--------|
| CAT-1 | Spazzola monouso, una sola passata - setola larga | 198 cm | 100 pz |
| CAT1-B | Spazzola monouso, una sola passata - setola larga con button brush | 198 cm | 100 pz |
| CAT-2 | Spazzola monouso, una sola passata - setola piccola | 90 cm | 100 pz |
| CAT-2B | Spazzola monouso, una sola passata - setola piccola con button brush | 90 cm | 100 pz |
| CAT-3 | Spazzola monouso, una sola passata - setola extra larga | 230 cm | 100 pz |
| CAT-3B | Spazzola monouso, una sola passata - setola extra larga con button brush | 230 cm | 100 pz |

Spazzole endoscopiche pluriuso PREMIUM

Spazzole endoscopiche pluriuso versione **PREMIUM**, realizzati con materiali di alta qualità, latex free, estremamente resistenti.

Tutte queste spazzole sono dotate di setole realizzate in nylon di alta qualità e dotate di punta atraumatica che evitano eventuali danni allo strumentario in fase di pulizia.

L'alta qualità delle setole garantisce una pulizia ottimale del canale endoscopico ed evita il possibile rilascio di particelle anche dopo molteplici utilizzi.

Tutte le spazzole endoscopiche **PREMIUM** sono dotate di manico con anello in plastica (ad esclusione del modello BC-8182) per una corretta azione di pulizia.




A

B

C

D

| REF | DECRIZIONE | Ø SETOLA | <-> SETOLA | LUNG. TOTALE | Q.TÀ | FIGURA |
|---------|---|--------------|------------|--------------|------|--------|
| BC-8107 | Spazzola endoscopica per cistoscopia | 3,0 / 5,0 mm | 1,3 cm | 70 cm | 1 pz | A |
| BC-8115 | Spazzola endoscopica per broncoscopia | 3,0 / 5,0 mm | 1,3 cm | 115 cm | 1 pz | A |
| BC-8190 | Spazzola endoscopica gastroscopia pediatrico | 3,0 / 6,0 mm | 1 cm | 120 cm | 1 pz | B |
| BC-8160 | Spazzola endoscopica colonscopia / gastroscopia | 3,0 / 5,0 mm | 1,3 cm | 160 cm | 1 pz | C |
| BC-8180 | Spazzola endoscopica colonscopia / gastroscopia | 3,0 / 6,0 mm | 1 cm | 240 cm | 1 pz | D |
| BC-8182 | Spazzola endoscopica doppia testa per sigmoidoscopia | 3,0 / 6,0 mm | 1 cm | 240 cm | 1 pz | D |




Spazzole endoscopiche monouso

Scovolini monouso per la pulizia degli strumenti endoscopici realizzati con materiali di alta qualità.

Dotate di setole in nylon e punta rivestita atraumatica, non rilasciano nessuna particella durante il loro utilizzo.

Disponibili in molteplici misure e confezionamenti.



| REF | DESCRIZIONE | Ø SPAZZOLA | Ø MINIMO | PARTE LAVORANTE | LUNGHEZZA | Q.TÀ | FIG |
|----------|--|-------------|--------------|-----------------|-----------|-------|-----|
| BC-9010 | Spazzola endoscopica monouso micro | 2,5 mm | 1 mm | 8 mm | 120 cm | 25 pz | A |
| BC-9020 | Spazzola endoscopica monouso micro | 2,0 mm | 1,2 mm | 15 mm | 120 cm | 50 pz | B |
| BC-9025 | Spazzola endoscopica monouso micro | 2,5 mm | 1,5 mm | 14,5 mm | 120 cm | 50 pz | C |
| BC-9115 | Spazzola endoscopica monouso per broncoscopio pediatrico | 3,0/4,0 mm | 2 mm | 8 mm | 115 cm | 50 pz | D |
| BC-9116 | Spazzola endoscopica monouso micro | 2,5 mm | 1 mm | 8 mm | 120 cm | 25 pz | A |
| BC-9155 | Kit contenente 9115 + 9992 | | | | | 50 pz | |
| BC-9190 | Spazzola endoscopica monouso micro | 4,0/6,3 mm | 2,6 mm | 11 mm | 240 cm | 25 pz | G |
| BC-9192 | Spazzola endoscopica monouso tripla testa | 4,0/6,3 mm | 2,0 mm | 11 mm | 240 cm | 25 pz | H |
| BC-9199 | Kit contenente 9190 + 9990 | | | | | 50 pz | |
| BC-99PTX | Spazzola doppia testa per valvola | 10,0/5,0 mm | 8,0 / 3,5 mm | 1 cm / 2,3 cm | 15 cm | 50 pz | |

Spazzole endoscopiche monouso

ø 5mm - per canali da 2,8 a 4,2 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corretto inserimento all'interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro 5mm ed una lunghezza di 20mm, dotata di una protezione distale che ne evita il blocco all'interno del canale endoscopico, permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 5.0 mm permette un utilizzo su canali da **2.8mm a 4.2 mm**

Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm a 300 cm dotate di singola o doppia testa pulente. Dimensioni spazzola: ø 5mm x 20 mm di lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in scatole da 100 pezzi.




| EXTRA RIGIDO | STANDARD | TUBO FINE | TUBO FLESSIBILE | N. SETOLE | SPAZZOLA | LUNGHEZZA |
|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| ENR 04-100 | EN 00004-100 | ENR 08 | EN 00008 | 1 | ø 5mm x 20 mm | 100 cm |
| ENR 04-180 | EN 00004-180 | | | 1 | ø 5mm x 20 mm | 180 cm |
| ENR 04-200 | EN 00004-200 | ENR 06-200 | | 1 | ø 5mm x 20 mm | 200 cm |
| ENR 04-230 | EN 00004 | ENR 06-230 | EN 00006 | 1 | ø 5mm x 20 mm | 230 cm |
| ENR 04-300 | | | | 1 | ø 5mm x 20 mm | 300 cm |
| ENR 05-100 | EN 00005-100 | | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 100 cm |
| ENR 05-180 | EN 00005-180 | | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 180 cm |
| ENR 05-200 | EN 00005-200 | ENR 07-200 | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 200 cm |
| ENR 05-230 | EN 00005 | ENR 07-230 | EN 00007 | 2 | ø 5mm x 20 mm | 230 cm |
| ENR 05-300 | | | | 2 | | 300 cm |

KIT monouso comprendente 1 spazzola endoscopica ed 1 spazzola a pistone rigida.

Le spazzole comprese nel kit hanno lunghezza da 100 a 300 cm con diametro ø 5mm. La setola della spazzola a pistone ha diametro 11 mm.

Tutti i kit sono confezionati in scatole da 100 pezzi.



| KIT CON SPAZZOLA E CANALE EXTRA RIGIDO | KIT CON SPAZZOLA E CANALE STANDARD | KIT CON SPAZZOLA E CANALE TUBO FINE | KIT CON SPAZZOLA E CANALE TUBO FLESSIBILE | N. SETOLE | SPAZZOLA | LUNGHEZZA |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------|
| ENR KIT 04-100 | EN KIT 04-100 | ENR KIT 08 | EN KIT 08 | 1 | ø 5mm x 20 mm | 100 cm |
| ENR KIT 04-180 | EN KIT 04-180 | | | 1 | ø 5mm x 20 mm | 180 cm |
| ENR KIT 04-200 | EN KIT 04-200 | ENR KIT 06-200 | | 1 | ø 5mm x 20 mm | 200 cm |
| ENR KIT 04-230 | EN KIT 04 | ENR KIT 06-230 | EN KIT 006 | 1 | ø 5mm x 20 mm | 230 cm |
| ENR KIT 04-300 | | | | 1 | ø 5mm x 20 mm | 300 cm |
| ENR KIT 05-100 | EN KIT 05-100 | | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 100 cm |
| ENR KIT 05-180 | EN KIT 05-180 | ENR KIT 08 | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 180 cm |
| ENR KIT 05-200 | EN KIT 05-200 | ENR KIT 07-200 | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 200 cm |
| ENR KIT 05-230 | EN KIT 05 | ENR KIT 07-230 | | 2 | ø 5mm x 20 mm | 230 cm |
| ENR KIT 05-300 | | | | 2 | | 300 cm |

Spazzole endoscopiche monouso

Ø 5/6mm - per canali da 2,8 a 5,0 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corretto inserimento all'interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro 5/6mm ed una lunghezza di 20mm, dotata di una protezione distale che ne evita il blocco all'interno del canale endoscopico, permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 5,0/6,0 mm permette un utilizzo su canali da **2,8mm a 5,0 mm**



Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm a 300 cm dotate di singola o doppia testa pulente. Dimensioni spazzole: Ø 5/6mm x 20 mm di lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in scatole da 100 pezzi.

| TUBO RIGIDO | TUBO STANDARD | N. SETOLE | SPAZZOLA | LUNGHEZZA |
|-------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| ENR 01-200 | | 1 | Ø 5/6mm x 20 mm | 100 cm |
| ENR 01-230 | | 1 | Ø 5/6mm x 20 mm | 180 cm |
| ENR 02-200 | EN 00001 (1 setola) | 2 | Ø 5/6mm x 20 mm | 200 cm |
| ENR 02-230 | EN 00002 | 2 | Ø 5/6mm x 20 mm | 230 cm |
| ENRR 03 | EN 00003 | 1 | Ø 5/6mm x 20 mm | 300 cm |

Spazzole endoscopiche monouso

Ø 3mm - per canali da 1,8 a 2,8 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corretto inserimento all'interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro 3mm ed una lunghezza di 20mm, dotata di una protezione distale che ne evita il blocco all'interno del canale endoscopico, permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 3 mm permette un utilizzo su canali da **1,8 mm a 2,8 mm**



Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm a 230 cm dotate di singola o doppia testa pulente. Dimensioni spazzole: Ø 3mm x 20 mm di lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in scatole da 100 pezzi.

| SOLO SPAZZOLA | KIT 1 | KIT 2 | N. SETOLE | SPAZZOLA | LUNGHEZZA |
|---------------|-------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| EN 000 09 | 1 | Ø 5/6mm x 20 mm | | | 100 cm |
| EN 000 10 | 1 | Ø 5/6mm x 20 mm | | | 180 cm |
| EN 000 11 | 2 | Ø 5/6mm x 20 mm | | | 200 cm |
| EN 000 12 | 2 | Ø 5/6mm x 20 mm | | | 230 cm |
| EN 000 13 | 1 | Ø 5/6mm x 20 mm | | | 300 cm |
| EN 000 14 | | | | | |

Spazzole endoscopiche monouso

ø 2 & 2,5 mm - per canali da 1,2 a 2,0 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corretto inserimento all'interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro da 2mm da un lato e 2,5mm dall'altro ha una lunghezza di 10mm permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 2 e 2,5 mm mm permette un utilizzo su canali da **1,2 mm a 2,0 mm**

Spazzole monouso nelle lunghezze da 75 cm a 450 cm dotate di singola o doppia testa pulente. Dimensioni spazzole: ø 2 e 2,5 mm x 10 mm di lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in scatole da 100 pezzi.



| CODICE | DESCRIZIONE | N. SETOLE | SPAZZOLA | LUNGHEZZA |
|-------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| STU 02075 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 75 cm | 1 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 75 cm |
| STU 02100 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 100 cm | 1 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 100 cm |
| STU 02100-2 | Spazzola monouso a 2 teste lunghezza | 2 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 100 cm |
| STU 02150 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 150 cm | 1 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 150 cm |
| STU 02180 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 180 cm | 1 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 180 cm |
| STU 02200 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 200 cm | 2 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 200 cm |
| STU 02230 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 230 cm | 2 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 230 cm |
| STU 02360 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 360 cm | 2 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 360 cm |
| STU 02450 | Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 450 cm | 2 | ø 2 & 2,5 x 15 mm | 450 cm |

Spazzole endoscopiche monouso

ø 2,5 mm - per canali da 1,2 a 2,0 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corretto inserimento all'interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro da 2mm ha una lunghezza di 10mm permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 2 mm permette un utilizzo su canali da **1,2 mm a 2,0 mm. Dotata di protezione sulla parte distale.**

Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm a 450 cm dotate di singola testa pulente. Dimensioni spazzole: ø 2 x 10 mm di lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in scatole da 100 pezzi.



| CODICE | DESCRIZIONE | N. SETOLE | SPAZZOLA | LUNGHEZZA |
|--------------|--|-----------|----------|-----------|
| EN 00015-100 | Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale | 1 | ø 2mm | 100 cm |
| EN 00015-180 | Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale | 1 | ø 2mm | 180 cm |
| EN 00015-200 | Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale | 1 | ø 2mm | 200 cm |
| EN 00015 | Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale | 1 | ø 2mm | 230 cm |
| EN 00015-360 | Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale | 1 | ø 2mm | 360 cm |
| EN 00015-450 | Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale | 1 | ø 2mm | 450 cm |



Spazzole per valvole endoscopiche pluriuso

Scovolini per la pulizia delle valvole endoscopiche, permettono la rimozione dello sporco in maniera decisa ed efficace.


Grazie al particolare disegno risultano di pratico utilizzo e permettono di agire anche in presenza di canali molto piccoli.

| REF | DESCRIZIONE | Ø SPAZZOLA | CM SPAZZOLA | LUNGHEZZA | Q.TÀ | FIG |
|----------|--|---------------|-----------------|-----------|--------|-----|
| BC-9990P | Scovolino per micro cannulati e canali operativi con setola in nylon | 11,00 mm | 4,5 cm | 9 cm | 50 pz | A |
| BC-8880P | Scovolino per valvole e canali operativi con manico Finger Loop | 10,3 mm | 4 cm | 11 cm | 5 pz | B |
| BC-1002 | Scovolino per valvole a doppia testa con setola in nylon | 5,00/11,00 mm | 3,5 cm - 2,0 cm | 15 cm | 100 pz | C |

Spazzole per valvole endoscopiche monouso

Ø 11 mm

Spazzole con diametri compresi tra 5 ed 11 mm per la pulizia dei canali operativi degli strumenti endoscopici. Il particolare disegno della spazzola permette la corretta rotazione del manico ed assicura la massima azione pulente grazie alla particolare qualità dei materiali utilizzati per la fabbricazione del dispositivo. Tutti gli articoli sono confezionati in scatole da 100 pezzi.



| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA TOTALE |
|----------------|---|---------------|
| EN 000 00 | Spazzola a pistone con manico plastico di colore rosso, setola 11x35 mm | 105 mm |
| EN 000 00-2 | Spazzola a doppia testa, setola 11x35 mm e 5x20 mm | 150 mm |
| STYLOPISTON 01 | Spazzola a doppia testa, setola 11x35 mm e 5x20 mm | 185 mm |



Spazzola endoscopica esterna

Spazzola per la pulizia esterna dell'endoscopio **pluriuso autoclavabile** o in versione **mono giornata**, dotata di setole atraumatiche che evitano possibili danni alla superficie dello strumento. L'apposito manico permette di esercitare la corretta pressione non affaticando l'utilizzatore

| CODICE | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA |
|--------|--------------------------------|-----------|
| EXT-R | Spazzola esterna autoclavabile | 210 mm |
| EXT-U | Spazzola esterna mono giornata | 150 mm |



Extra soffice

Ideale per una pulizia atraumatica delle superfici extra delicate di endoscopi e strumenti rivestiti.

| CODICE | DESCRIZIONE | MIS |
|--------|----------------------|--------|
| XS | Setola extra soffice | 220 mm |



Standard

Il modello standard rappresenta la soluzione ideale per la rimozione di residui dalle superfici esterne dello strumento endoscopico che necessitano di una azione delicata ma decisa.

| CODICE | DESCRIZIONE | MIS |
|--------|-----------------|--------|
| H | Setola standard | 220 mm |



Soffice

Ideale per una pulizia atraumatica ma decisa delle superfici delicate di endoscopi e strumenti rivestiti.

| CODICE | DESCRIZIONE | MIS |
|--------|----------------|--------|
| S | Setola soffice | 220 mm |



Extra rigida

Appositamente studiata e realizzata per la rimozione di residui difficili da rimuovere sulle superfici esterne degli endoscopi e dagli strumenti rivestiti.

| CODICE | DESCRIZIONE | MIS |
|--------|---------------------|--------|
| XH | Setola extra rigida | 220 mm |

Spazzolino endoscopico esterno

Spazzolini pluriuso autoclavabili per la pulizia esterna degli strumenti endoscopici. Dotati di manico in plastica autoclavabile e di setole in nylon di colore bianco per la corretta verifica di integrità. Disponibili in quattro differenti versioni aventi setole con caratteristiche diverse come indicate a fianco.



Spazzole per sporco ostinato

Spazzole pluriuso con manico in plastica ultra resistente e setole in nylon o acciaio. Ideali per la pulizia di strumenti di piccole dimensioni o dove venga richiesto uno spazzolino estremamente resistente.

La consistenza delle setole garantiscono un'azione pulente anche in presenza di sporco ostinato.

I modelli N-3000 ed N-4000 assicurano una ottimale presa garantendo quindi una efficace azione pulente.

| REF | DESCRIZIONE | LUNG. | Q.TÀ | FIG |
|---------|---|----------|------|-----|
| N-3000 | Spazzola stretta in nylon | 18 cm | 1 pz | A |
| N-4000 | Spazzola larga in nylon | 18,50 cm | 2 pz | B |
| N-4001 | Spazzola con testa larga e setola in acciaio inox | 18,50 cm | 2 pz | C |
| BR-2300 | Scovolino con setola in acciaio inox | 15 cm | 3 pz | D |



Spazzola per coppe acetabolari

Spazzole pluriuso con setole in nylon, anima di acciaio inox ritorto e manico in plastica autoclavabile, con doppia testa, appositamente studiate e realizzate per la corretta pulizia delle coppe acetabolari e dei fori presenti nelle stesse.

La doppia setola permette di pulire sia la coppa acetabolare (tramite la setola circolare) sia i fori presenti nella stessa (tramite la setola a punta).

L'alta qualità del nylon utilizzato per la costruzione garantisce una lunga durata del dispositivo anche dopo molteplici lavaggi e cicli di sterilizzazione.

Anima in acciaio ritorto con manico ricoperto in plastica autoclavabile.

| REF | SETOLE | Q.TÀ |
|----------|--------------------------|------|
| BIO45755 | Spazzola per acetabolari | 3 pz |



Spazzola telescopica con manico extra lungo

Spazzola con manico telescopico per la pulizia di grandi superfici, dotata di manico extra lungo che permette di raggiungere punti difficilmente raggiungibili tramite le normali attrezzature.

Possibilità di abbinare due differenti manici della lunghezza di 120 e 150 cm. Il manico si fissa alla spazzola tramite una filettatura interna che ne aumenta la stabilità in fase di utilizzo.

| REF | DESCRIZIONE | MISURE |
|---------|--|------------|
| BCO0972 | Spazzola rettangolare da abbinare a manico telescopico | 14 x 23 cm |
| BCO0996 | Manico per spazzola BCO0972 misura 120 cm | 120 cm |
| BCO0998 | Manico per spazzola BCO0972 misura 150 cm | 150 cm |



Spazzola multiuso

Spazzola pluriuso dotata di corpo in plastica rigida autoclavabile, manico ergonomico per assicurare una corretta azione di pulizia. Nella parte prossimale del manico è presente un anello che permette di collocare la spazzola al muro.

Disponibile in 3 differenti versioni con setole in nylon, ottone ed acciaio. La setola in ottone permette un'azione pulente molto decisa senza intaccare l'integrità dei metalli con cui viene a contatto.

Tutti i componenti della spazzola sono realizzati con materiali latex free.

| REF | DESCRIZIONE | MISURE |
|---------|---|------------------|
| BIO0476 | Spazzola multiuso con setola in nylon | 3 x 12,7 x 28 cm |
| BIO0474 | Spazzola multiuso con setola in ottone | 3 x 12,7 x 28 cm |
| BIO0475 | Spazzola multiuso con setola in acciaio | 3 x 12,7 x 28 cm |



Spazzole multiuso

Spazzole pluriuso con setole in nylon per utilizzi molteplici in centrale di sterilizzazione. Le particolari dimensioni permettono molteplici utilizzi. Le setole in nylon sono posizionate su un'anima d'acciaio ritorta che limita la perdita di materiale durante l'utilizzo delle spazzole. Tutti gli articoli sono realizzati con materiali latex free autoclavabili.

L'alta qualità dei materiali utilizzati in fase di costruzione conferiscono a questi articoli una altissima resistenza all'usura.

| REF | DESCRIZIONE | FIG |
|---------|--|-----|
| BR-4200 | Spazzola per mani ed unghie, lunghezza totale spazzola 12,5 cm | A |
| BR-4000 | Spazzola con impugnatura anatomica per grandi superfici. | B |
| BC-4310 | Spazzola autoclavabile per la pulizia di mani ed unghie | C |




Dispenser

Dispenser per spazzole di pulizia per mani ed unghie in alluminio con coperchio colorato.

Possibilità di fissaggio al muro tramite apposito supporto.

Misura: 240 x 275 70 mm
Colori disponibili: grigio, giallo, rosso, blu

| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| DISPENSER | Dispenser pluriuso per spazzolini | 1 pezzo |



Tamponi per elettrodi

Tamponi per la pulizia degli elettrodi con base adesiva per un corretto e sicuro posizionamento. Disponibile in due differenti confezionamenti.

| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 97500 | Tampone pulisci elettrodi con adesivo | 50 pz |
| 97501 | Tampone pulisci elettrodi con adesivo | 144 pz |



Tampone per la rimozione di macchie e ruggine

Tampone appositamente realizzato per la rimozione delle macchie e della ruggine presenti sullo strumentario chirurgico. Grazie alla particolare misura il dispositivo è particolarmente apprezzato per la pulizia di pinze per elettrochirurgia e simili.

Il materiale non rovina le superfici con cui viene a contatto.

| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|--------|-----------------------------------|------|
| 45-602 | Tampone di pulizia 15,5 x 11,5 cm | 3 pz |



Spazzola per pinze diatermiche

Dispositivo appositamente studiato e realizzato per la pulizia delle punte di pinze diatermiche. Dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione di eventuali danni sul rivestimento delle pinze.

Per la sua pulizia il dispositivo può essere disassemblato in 2 differenti pezzi.

| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|--------|---|------|
| DIA001 | Spazzola per pinze diatermiche 1 x 10 mm - 1 mm x 15 mm | 2 pz |



Set per aria ed acqua

La pistola spray è lo strumento ideale per la pulizia di articoli in vetro, pipette, siringhe, cateteri, endoscopi, citoscopi, cannule ed una varietà di altri strumenti ed articoli utilizzati nelle cliniche, nei laboratori e studi medici.

Il sistema può sfruttare sia aria compressa che acqua, questo permette una facile ed economica pulizia.

La pistola spray possiede un nuovo tipo di meccanismo interno per il controllo del flusso. Questo permette una costante, sensibile e semplice regolazione del getto dell'aria o dell'acqua attraverso il controllo della corsa del grilletto.

Disponibile il set di 8 ugelli per la pulizia ottimale dei diversi strumenti e canulati:

Dotata di ugelli per la pulizia specifica di:

1. Cateteri, valvole, etc
2. Tubi di drenaggio
3. Vetreria -- getto spray
4. Siringhe e cannule coniche
5. Dosatori e pipette per sangue
6. Siringhe e cannule con cono Luer
7. Bottigliette e boccette
8. Pompa a getto d'acqua per pulizia aspirata



| REF | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
|---------------|--|------|
| BIOC80 | Pistola Spray - Attacco 1/2" - Set Standard con tubo 1,5 m e guida cono (completo del codice BIOC38) | 1 Pz |
| BIOC81 | Pistola Spray - Attacco 3/4" - Set Standard con tubo 1,5 m e guida cono (completo del codice BIOC38) | 1 Pz |
| BIOC38 | Set Standard A - H Completo | 1 Pz |



Spazzole per MaxiSteam & MultiSteam

Il sistema combinato di spazzole, acqua e vapore garantisce una efficace ed intensa azione pulente dello strumentario chirurgico. Non utilizzando prodotti chimici, non provoca nessun tipo di danno allo strumentario. Le spazzole sono facilmente sostituibili ed intercambiabili e possono essere utilizzate su sistemi **Maxisteam** e **MultiSteam**.

Disponibili in diverse misure e tipologie per tutte le necessità di pulizia. Il sistema può essere collegato anche solo all'acqua fredda.



| REF | DIAMETRO / SETOLE | Q.TÀ |
|--------|---|------|
| 880392 | Set puntali di puntali da utilizzare con MaxiSteam o MultiSteam | 5 pz |