


mascherina chirurgica medicale (surgical face mask) cod. FMA 12-447- MS0150

Descrizione prodotto

- Mascherina chirurgica medicale a tre strati MS0150 cod fornitore FMA surgical face mask Tipo IIR
- Dotata di barretta stringinaso interna
- Rifiniture ed elastici termosaldati e prive di cucitura
- PRODOTTO LATEX FREE
- Confezione da 50 pezzi, con pacchi da 25 mascherine sigillati
- Misure 17,50 cm X 9,50 cm
- Monouso non sterile
- Il prodotto è di classe I tipo IIR con certificato di conformità del produttore e dell'importatore europeo, contraddistinto dal marchio CE del produttore e indicazione del suo mandatario europeo.
- Il prodotto è iscritto dal produttore e dal suo mandatario europeo presso il database dei dispositivi medicali del Ministero della Salute
- PRODOTTO VALIDO 60 MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE
- CND: TO20699 – DM: 1954804

FMA



Istruzioni di utilizzo

- Non usare se confezione aperta o rovinata
- manipolare senza toccare la parte interna della mascherina;
- Sostituire subito la mascherina se bagnata da liquidi corporei
- la mascherina è monouso e va cambiata dopo 4 ore;
- Smaltire il prodotto usato in conformità con le normative vigenti.

Istruzioni per la conservazione

- Conservare con cura in ambiente asciutto ed areato;
- tenere lontano da fiamme e fonti di calore.

PRODUTTORE: HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT
CO.LTD.CINA-ADD N.138 LOUTA DEVELOPMENT ZONE-
GUANCUN VILLAGE DISTRICT – 311266 CHINA

Medical Group s.r.l.

Corso Re Umberto 82 - 10128 TORINO

Tel. 011.568.27.78 - Fax 011.580.79.98

Medical Group

Cod. Fisc. e P. IVA 06554720018

medicalgroup@medicalgroup-srl.com



EC Declaration of Conformity

Manufacturer:

Name: Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd
Add.: No. 138, Louta Development Zone, Guancun Village, Louta Town,
Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311266, China
E-mail: 806073924@qq.com

European Representative:

Name: Riomavix S.L.
Add: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
E-mail: riomavix@gmail.com

Product Name: Surgical Face Mask (EN 14683:2019 Type IIR)

Classification and relevant Rule of MDD: I, MDD 93/42/EEC Annex IX, Rule 1
Types/Sizes: FMA, FMB, FMC, FME
GMDN: 35177

We herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All technical documentations are retained under the premises of the manufacturer.

DIRECTIVES

General applicable directives:

Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC
Standard: EN 14683:2019 and all applicable harmonized standards



Hangzhou, May 11th 2020

Place, date

(Baiming Yu), General Manager

Legally binding signature, Function