



MEDICAL GROUP SRL

medical group s.r.l

C.so Re Umberto n. 82 - 10128 Torino

Tel. 011-5682778 – Fax 011- 5807998

e-mail: medicalgroup@medicalgroup-srl.com

Uff. del reg delle imprese – trib. Di torino n. 2993/93 – p.iva 0655472001

NON STERILE

Caratteristiche:

Tuta multiuso in TNT non plastificato (PP 40 gr/mq), con zip frontale. cappuccio fisso con elastico ed elastico stringi polso e stringi caviglia. Ottima vestibilità, ottima traspirabilità e resistenza meccanica allo strappo. Ottimo comfort e vestibilità. Inodore. Non irritante dermatologicamente, esente da perdita di fibre e frammenti di materiale.

Il materiale in TNT SPUNBOND ha la caratteristica, essendo 100%PP, di non trattenere acqua.

scheda tecnica di qualità e conformità

Grammatura gr/mq (weight class) toller. +- 10%	EDANA 40.3-90	GR/M Q	REALIZZATO CON 40 GR/MQ
Resistenza alla lacerazione (tear strenght) - long. MD	70.4-99	N	54
Resistenza alla lacerazione (tear strenght) - trasv. CD	70.4-99	N	42,5
Allungamento alla rottura (elongation at break) - long. MD	20.2-89	%	111,5
Allungamento alla rottura (elongation at break) - trasv. CD	20.2-89	%	123,49

Il materiale in TNT SPUNBOND ha la caratteristica, essendo 100%PP, di non trattenere acqua.



TAGLIA UNICA

Busta da 10 pz. / Scatole da 100 pz.