

SCHEMA TECNICA - MCCOPRI01

COPRICAPO CON ELASTICO CIRCOLARE

Indumento protettivo in speciale materiale NON TESSUTO a rilascio particellare nullo con trattamento antistatico, facilmente adattabile e idoneo a contenere anche folte capigliature.

Ottima traspirabilità. Assicura un'adeguata e costante tenuta senza causare irritazioni.

Fornito in colori antiriflesso

Assenza di silicone. Garantisce un'ottima vestibilità e comfort, permette normali movimenti ed è fisiologicamente innocuo. Dotato di cuciture resistenti alla trazione e agli strappi

Elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, alla perforazione e all'abrasione.

Materiale di fabbricazione: speciale

fibra NON TESSUTO laminata. Materiale Latex Free

Per la disinfezione usare:

un ipoclorito di sodio a bassa concentrazione e/o alcol denaturato in formula 70 % alcol e 30 % acqua

PRODOTTO	CLASSIFICAZIONE
MCCOPRI01	Certificazione CE DM Classe I
PRODOTTO E DISTRIBUITO DA	My Choice S.r.l. unipersonale Via Paolo Riverson n.37 - Aversa (Ce) PIVA 06950481215

Descrizione sulla scheda tecnica/confezione:

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Composizione	TNT 100% pp " SMS " da 17 g/m2
Tessuto lavabile;	NO
Riutilizzabile;	NO
Taglie e confezionamento	Unica - confezionamento dispenser
Trattamento Anti-goccia;	SI
Stiro	Non stirare

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Conformity Declaration

MCCOPRI01
COPRICAPO CON ELASTICO CIRCOLARE

La scrivente società MYCHOISE SRL società unipersonale, fabbricante del prodotto:

“ MCCOPRI01- COPRICAPO CON ELASTICO CIRCOLARE

in conformità a quanto chiarito dalla Direttiva 93/42 CEE dispositivo CE DM classe I,

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo denominato **MCCOPRI01**- con le seguenti caratteristiche:

- Copricapo, idrorepellente, monouso, non sterile
- realizzato in TNT, con grammatura 17g/mq
- dotato di elastico circolare
- realizzato in materiale traspirante

	Lavare con un ciclo delicato ad un massimo di 60°
	Asciugare la tuta nell'asciugatrice con il programma delicato
	Non candeggiare in nessun caso.

Mod. MCCOPRIO1		
Numero Rev.	Data Revisione	Firma
00	Data rev. 15/06/2020	