


SCHEMA TECNICA

COD: FR202

Produttore	Jumper Medical D Building No 71 Xintian Road Fuyong Street Baoan Shenzhen Guangdong China 518103
Descrizione prodotto	Termometro a infrarossi
Materiali di produzione	ABS (struttura) Componenti elettrici (metalli, plastiche, silicone)
Codice Prodotto	JPD-FR202
Confezionamento	1 pezzo
Display	Schermo LCD HD - 3 colori
Alimentazione	AAA 2X



Unità di temperatura	°C / °F - intercambiabili
Range di misurazione	Fronte - 35.0 °C- 42.2° C (95° F - 108° F) Oggetti - 0 °C- 100° C (32.0° F - 212° F)
Accuratezza (laboratorio)	Modalità fronte ±0.2° C/ ±0.4° F Modalità oggetto ±1.0° C/ ±2.0° F
Risoluzione display	0.2 ° C / F
Spegnimento automatico	10s±1s
Memoria	20 gruppi di misurazione di temperatura
Distanza di misurazione	1-5 cm
Modalità di stoccaggio	Temperatura ambiente 20° C - 55° C (-4° F - 131° F) Umidità relativa 0-95% RH, non condensante

SCHEDA TECNICA

Range ambientali di funzionamento	5° - 40° C Umidità relativa 15% - 80% - non condensante Pressione atmosferica 70 - 106 kPa
Stoccaggio e trasporto	-10° - 50° C Umidità relativa 10% - 93% - non condensante Pressione atmosferica 50 - 106 kPa
Range di applicazione	Adulti - Adolescenti
Peso e dimensioni	50 gr con le batterie - 62 x 37 x 32 mm
Conformità e certificazioni	CE 93/42 EN 980 - EN ISO 10993-175710 - EN 60601-1/1-2/1-4/1-6
Presenza di Lattece	-
Accessori	2 batterie AAA Borsa protettiva Laccio per il fissaggio IFU
Classificazione Prodotto	Dispositivo Medico di Classe IIa
CND	C900301
RDM	1682781
Marchio CE	N. 0482 - Certificato N. 7111gb410191229